

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів  
UA-2024-02-23-012523-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Перинатальний центр II рівня Полтавської міської ради"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01999690
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	36039, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, буд. 27 В
<b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b>	Галина Яценко, +380532676297, +380532676307, +380532676315, +380956722677, roddom-poltava@ukr.net
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Лабораторні реактиви
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---	--	---	--	---

<p>Розчинник Розчинник Diatro Dil-DIFF являє собою буферний, стабілізований і мікрофільтрований електролітний розчин для автоматичного розведення зразків крові людини, якісного і кількісного визначення еритроцитів (RBC), лейкоцитів (WBC) і субпопуляцій лейкоцитів, тромбоцитів (PLT) і вимірювання концентрації гемоглобіну (HGB) на гематологічних аналізаторах Diatron Abacus Junior 30, Abacus Junior 5, Abacus ЗСТ. Складповинен відповідати: Хлорид натрію &lt; 1.5% Буфери &lt; 1.0% Консерванти &lt; 0.5 % Стабілізатори &lt; 0.5% Розчинник Diatro Dil-DIFF не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить азиду; не містить шкідливих інгредієнтів Термін придатності Diatro Dil-DIFF становить 36 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні. Фасування: 20 л</p>	<p>ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 58237 — Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro), автоматичні/напівавтоматичні системи</p>	<p>6 набір</p>	<p>36039, Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул. Олесь Гончара 27В</p>	<p>до 31 грудня 2024</p>
--	--	----------------	--	--------------------------

<p>Лізуючий Реагент Лізуючий Реагент Diatro Lyse-DIFF являє собою стабілізований і мікрофільтрований лізуючий реагент для гемолізу еритроцитів (RBC), кількісного визначення лейкоцитів (WBC), 3-складової диференціації лейкоцитів (LYM, MID, GRAN) і визначення концентрації гемоглобіну (HGB) в зразках крові людини на гематологічних аналізаторах Diatron Abacus Junior 30, Abacus Junior 5, Abacus ЗСТ. Склад повинен відповідати: ПАР. &lt; 3.5% Буфери.. &lt; 1.0% Консерванти &lt; 0.5 % Стабілізатори ... &lt; 0.5% Лізуючий Реагент Diatro Lyse-DIFF не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить азиду; не містить шкідливих інгредієнтів. Термін придатності Diatro Lyse-DIFF становить 48 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні. В комплекті повинен іти ключ активації приладу. Фасування: 1 л</p>	<p>ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 61165 — Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro)</p>	<p>6 набір</p>	<p>36039, Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул. Олесь Гончара 27В</p>	<p>до 31 грудня 2024</p>
---	---	----------------	--	--------------------------

<p>Очищувачий Реагент Очищувачий Реагент Diatro Cleaner являє собою стабілізований і мікрофільтрований протеолітичний ферментний розчин для регулярного автоматизованого очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на гематологічних аналізаторах Diatron Junior, Abacus Junior 30, Abacus Junior 5, Abacus ЗСТ, Abacus 380. Складповинен відповідати: Детергенти &lt; 1.0% Буфери &lt; 1.0% Консерванти. &lt; 0.5 % Стабілізатори &lt; 0.5% Термін придатності Diatro Clenz становить 48 місяці з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні. Ферментний Очищувачий Реагент Diatro Clenz не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить азиду; не містить шкідливих інгредієнтів. Фасування: 1л</p>	<p>ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 63377 — Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro)</p>	<p>3 набір</p>	<p>36039, Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул. Олесь Гончара 27В</p>	<p>до 31 грудня 2024</p>
---	---	----------------	--	------------------------------

<p>Гіпохлоритний Очищуючий Реагент Гіпохлоритний Очищуючий Реагент Diatro Нурослеан являє собою стабілізований і мікрофільтрований концентрований гіпохлоритний розчин для інтенсивного окисного очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на гематологічних аналізаторах Diatron Junior, Abacus Junior 30, Abacus Junior 5, Abacus 3CT, Abacus 380. Складповинен відповідати: Детергенти &lt; 1.0% Гіпохлорит натрію &lt; 1.0% Гідроксид натрію &lt; 1.0 % Стабілізатори. &lt; 0.4% Термін придатності Diatro Нурослеан становить 24 місяці з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні. Фасування: 1 л</p>	<p>ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 63377 — Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro)</p>	<p>1 набір</p>	<p>36039, Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул. Олеса Гончара 27В</p>	<p>до 31 грудня 2024</p>
<p>Контроль гематологічний Diason 3 низький, 3,0 мл Контрольний матеріал це суміш, в складі якої еритроцити людини, а також тромбоцити і лейкоцити тваринного походження в рідкій плазмі подібній рідині з консервантами. Фасування: 1x3 мл</p>	<p>ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 55866 — Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал</p>	<p>3 Флакон</p>	<p>36039, Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул. Олеса Гончара 27В</p>	<p>до 31 грудня 2024</p>
<p>Контроль гематологічний Diason 3 норма, 3,0 мл Контрольний матеріал це суміш, в складі якої еритроцити людини, а також тромбоцити і лейкоцити тваринного походження в рідкій плазмі подібній рідині з консервантами. Фасування: 1x3 мл</p>	<p>ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 55866 — Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал</p>	<p>6 Флакон</p>	<p>36039, Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул. Олеса Гончара 27В</p>	<p>до 31 грудня 2024</p>

Контроль гематологічний Diacon 3 високий 3,0 мл	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 55866 — Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	3 Флакони	36039, Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул. Олесь Гончара 27В	до 31 грудня 2024
--	---	-----------	---	----------------------

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	20	Календарні	100

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 98 410,00 UAH

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 492,05 UAH

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 02 березня 2024 00:00

**Мова тендерної пропозиції:** українська

**Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):** 0,00 UAH

**Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):** відсутній

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** 02 березня 2024 00:00

**Дата та час проведення електронного аукціону:** 04 березня 2024 14:20

**Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:** відсутні